

ES COMPOSICIÓN:

Solución con Liposomas, Aloe Vera gel 1%, Extracto de Camomila, Hialuronato Sódico, Vitamina E-TP, Edetato Disódico y PHMB, en una solución tampón isotónica.

P.S.: No contiene Clorhexidina, Timersal ni Cloruro de Benzalconio.

DESCRIPCIÓN:

NAVI®LIPO es una solución oftálmica liposomal lubricante y restauradora compuesta por fosfolípidos, que son componentes naturales del fluido lagrimal. Las partículas lipídicas submicroscópicas dispersas en la microemulsión protegen el tejido ocular formando una fina barrera hidrofóbica, que imita la capa lipídica natural de la película lagrimal.

INDICACIONES:

NAVI®LIPO ayuda a restaurar el microambiente de la superficie ocular alterado por una elevada tendencia a la evaporación, que puede ser causada por factores como la inestabilidad de la película lagrimal, traumas, uso de lentes de contacto o la exposición prolongada a pantallas digitales.

MODO DE EMPLEO:

- 1 - Agite el envase antes de usarlo.
- 2 - Lávese las manos antes de utilizar la solución.
- 3 - Instile 1 ó 2 gotas de la solución en cada ojo, tantas veces como sea necesario o según la recomendación de su especialista.

NAVI®LIPO puede utilizarse con todo tipo de lentes de contacto.

PRECAUCIONES:

- En caso de irritación, suspenda el uso del producto y contacte con su médico.
- No utilizar en caso de alergia a cualquiera de sus componentes.
- Evite que la punta del envase entre en contacto con los ojos.
- Manténgase fuera del alcance de los niños.
- No ingerir.

- No utilice el producto después de la fecha de caducidad.
- Una vez abierto, debe ser utilizado dentro de los siguientes 28 días.
- Estéril hasta su primera apertura.
- Cerrar firmemente el frasco inmediatamente después de usarlo.

CONTRAINDICACIONES:

- No conocidas.

CONSERVACIÓN:

- Manténgase alejado de fuentes de calor.
- Almacenar en sitio seco, entre 5° y 35°C.

Envase 3 ml

REF D3NL196

Envase 10 ml

REF D10NL195

STERILE A



Distribuidor en España:
Laboratorios LLORENS, S.L.
C/ Ciudad de Balaguer, 7-11
08022 Barcelona – ESPAÑA

Fabricante:
NOVAX® PHARMA
Le Coronado
20, Av. de Fontvieille
MC 98000 MONACO
www.novaxpharma.com

CE
0051

V2 - Rev . 29/08/2017